

Simple et universel

LA SOCIÉTÉ AIT A DÉVELOPPÉ DE NOUVELLES PRÉ-COLONNES 100 % COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME DE PRÉ-COLONNE.

Plus économique et plus robuste, vous bénéficiez d'une seule référence pour les 3 diamètres analytiques les plus utilisés, c'est-à-dire 2 - 3 et 4,6 mm.

Vous pouvez également avec ces nouvelles pré-colonnes vérifier l'état de propreté de vos pré-colonnes.

- ✓ **Robuste**
- ✓ **50 % plus économique**
- ✓ **Compatible sur toutes marques de colonnes**
- ✓ **Excellente résistance à la pression**

POUR COMMANDER :

PRECOLONNE AIT

Support	Dimension	Référence	Prix HT / 10
C18	10 x 4,6 mm	PC-C18	120,00 €
C8	10 x 4,6 mm	PC-C8	120,00 €
C1	10 x 4,6 mm	PC-C1	120,00 €
Silice	10 x 4,6 mm	PC-SI	120,00 €
NH₂	10 x 4,6 mm	PC-NH2	120,00 €
CN	10 x 4,6 mm	PC-CN	120,00 €
Phenyl	10 x 4,6 mm	PC-PH	120,00 €
SCX	10 x 4,6 mm	PC-SCX	120,00 €
SAX	10 x 4,6 mm	PC-SAX	120,00 €
RP-1	10 x 4,6 mm	PC-RP1	120,00 €
300-C18	10 x 4,6 mm	PC-300C18	120,00 €
300-C4	10 x 4,6 mm	PC-300C4	120,00 €
Carbo H⁺	10 x 4,6 mm	PC-H ⁺	120,00 €
Carbo Ag⁺	10 x 4,6 mm	PC-AG ⁺	120,00 €
Pb²⁺	10 x 4,6 mm	PC-PB ⁺⁺	120,00 €
Ca²⁺	10 x 4,6 mm	PC-CA ⁺⁺	120,00 €



MONTURE OFFERTE AVEC CHACUN DES LOTS DE PRÉ-COLONNES.

